

Safety Lancets

Lancettes de Sécurité | Lancetas de Seguridad

English

INTENDED USE: The safety lancet is intended for capillary blood sampling. Intended population: Adults and pediatrics. If a patient is under the age of 18, the lancet must be used by an adult or under the supervision of an adult. Storage Conditions: Store in a dry and well-ventilated room. Do not store virulent, harmful, or corrosive materials.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Wash hands with soap and water and dry thoroughly.
2. Apply alcohol to sampling site and air dry.
3. Twist off the protective cap and discard it.
4. Put the safety lancet against the disinfected sampling site and press the lancet quickly to activate.
5. Apply gentle pressure to the skin around the sampling site to obtain blood sample.
6. Discard the used safety lancet into an appropriate sharps container.
7. Wash hands thoroughly again after blood sampling.

Note: To reduce the risk of accidental needle sticks, the needle tip will be automatically retracted once activated.


WARNINGS:

1. For single use only. Discard the safety lancet after use.
2. Do not use if the protective cap is removed or broken previously.
3. For single patient use only. Do not use on more than one patient. Improper use can increase the risk of inadvertent transmission of bloodborne pathogens, particularly in settings where multiple patients are tested.

Figure 2 - 4

Schéma 2 - 4

Figura 2 - 4



Français

UTILISATION PRÉVUE: Ce stylo autopiqueur est utilisé pour prélever des échantillons de sang capillaire total nécessaires à la surveillance de la glycémie ou à d'autres tests nécessitant une ou deux gouttes de sang. L'embout réglable du stylo autopiqueur vous permet de choisir la meilleure profondeur de pénétration de la peau et peut être utilisé pour les prélèvements sur des sites alternatifs. Pour obtenir une goutte de sang, lavez-vous d'abord les mains à l'eau chaude savonneuse. Séchez bien vos mains avant d'utiliser le stylo autopiqueur.

MODE D'EMPLOI:

1. Laver vos mains avec du savon et de l'eau puis sécher complètement.
2. Appliquer de l'alcool sur le site d'échantillonnage et sécher à l'air.
3. Dévisser le bouchon de protection et le jeter.
4. Placer la lancette de protection sur le site d'échantillonnage désinfecté et l'activer en appuyant rapidement sur la lancette.
5. Appliquer une légère pression sur la peau autour du site d'échantillonnage pour obtenir un échantillon de sang.
6. Jeter la lancette usée dans un contenant pour objets tranchants approprié.
7. Laver nos mains complètement à nouveau après l'échantillonnage de sang.

Remarque: Pour réduire le risque de piqûre accidentelle avec l'aiguille, le bout de l'aiguille se rétracte automatiquement après avoir été activé.

AVERTISSEMENTS :

1. Pour utilisation unique seulement. Jeter la lancette de sécurité après utilisation.
2. Ne pas utiliser si le bouchon de protection est déjà retiré ou s'il est brisé.
3. Pour un seul patient seulement. Ne pas utiliser sur plus d'un patient. L'utilisation inappropriée peut augmenter le risque de transmission involontaire de pathogènes par le sang, particulièrement dans les milieux où plusieurs patients sont testés.

Español

USO PREVISTO: La lanceta de seguridad sirve para la toma de muestras de sangre capilar. Población a la que se destina: Adultos y pediatría (niños). Si un paciente es menor de 18 años, la lanceta debe ser utilizada por un adulto o bajo la supervisión de un adulto. Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. No se almacene junto a materiales virulentos, nocivos o corrosivos.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Lávese las manos con jabón y agua y séquelas completamente.
2. Aplique alcohol en el área de muestreo y seque al aire.
3. Gire la tapa protectora y deséchela.
4. Coloque la lanceta de seguridad en el área de muestreo desinfectada y presione la lanceta rápidamente para activarla.
5. Presione suavemente sobre la piel alrededor del área de muestreo para obtener una muestra de sangre.
6. Deseche la lanceta de seguridad usada en un contenedor para objetos punzantes adecuado.
7. Lávese las manos por completo otra vez después de tomar la muestra de sangre.

Nota: Para reducir el riesgo de punción accidental, la punta de la aguja se retrae automáticamente una vez que es activada.

ADVERTENCIAS:

1. Para un solo uso. Deseche la lanceta de seguridad después de usarla.
2. No se use si no tiene la tapa protectora está o si está rota.
3. Para uso en un solo paciente. No se use en más de un solo paciente. El uso inadecuado puede aumentar el riesgo de transmisión involuntaria de patógenos transmitidos por la sangre, especialmente en entornos en los que se realizan pruebas a varios pacientes.