

Insulin Syringes

Seringues à Insuline | Jeringas de Insulina

English

Sterile Single-Use Syringes
For U-100 Insulin

Symbol Definitions

STERILE EO	Sterile by Ethylene Oxide
REF	Reorder Number
LOT	Lot Number
	Single Use
	Do Not Use if Package is Damaged
	Non Pyrogenic
	Not Made with Natural Rubber Latex

Français

Seringues Stériles à Usage Unique
Pour Insuline U-100

Définition des Symboles

STERILE EO	Stérilisation À L'Oxyde D'Éthylène
REF	Numéro De Renouvellement De Commande
LOT	Numéro Du Lot
	A Usage Unigé
	Ne Pas Utiliser Si L'Emballage Est Abîmé
	Non Pyrogène
	Non Fabriqué à Partir De Laites De Caoutchouc Naturel

Español

Jeringas Estériles De Un Sólo Uso
Para Insulina U-100

Definición de Símbolos

STERILE EO	Esterilizado Con Óxido De Etileno
REF	Número De Reorden
LOT	Número De Lote
	Para Un Solo Uso
	No Usar Si El Paquete Está Dañado
	No Pirogénico
	No Está Hecho Con Látex De Goma

INTENDED USE: For the administration of insulin. For immediate use.**INSTRUCTIONS FOR USE:**

1. To expose plunger, remove large white cap.
2. To expose needle, pull small orange cap STRAIGHT off, being careful not to bend needle.
3. To measure correct dosage, align top edge of plunger tip with your dosage mark on the syringe scale.
4. Use syringe ONCE only. To prevent misuse after injection, destroy and contain syringe and needle.

Warning: For patients who mix two types of insulin, do not change:

- A) the order of mixing that the physician has prescribed or;
- B) the model and brand of syringe without first consulting your physician or pharmacist. Failure to heed this warning can result in dosage error.

Sterility of fluid path guaranteed unless syringe is opened or damaged.**WARNINGS:**

1. Do not use if needle is bent.
2. Do not use if package is damaged.
3. Single Use Only. Do not reuse or resterilize.
4. Do not use the syringe after use-by date.
5. Clean the injection site per institutional protocol.

CAUTION: Consult with your health care professional before changing to a shorter needle.**UTILISATION PRÉVUE: Pour l'administration d'insuline. Pour une utilisation immédiate.****MODE D'EMPLOI:**

1. Pour exposer le piston, retirez le grand couvercle blanc.
2. Pour exposer l'aiguille, retirez le petit couvercle orange directement vers le haut faisant attention de ne pas plier l'aiguille.
3. Pour mesurer le dosage correct, aligner le bord supérieur de la pointe du piston avec votre marque de dosage sur l'échelle de la seringue.
4. Utilisez la seringue une seule fois. Pour éviter tout abus après l'injection, détruisez et contenez la seringue et l'aiguille.

Avertissement: Pour les patients qui mélangent deux types d'insuline, ne changez pas:

- A) l'ordre de mélanger que le médecin a prescrit ou;
- B) le modèle et la marque de la seringue sans d'abord consulter votre médecin ou votre pharmacien. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des erreurs de dosage.

La stérilité du chemin du fluide est garantie à moins que la seringue soit ouverte ou endommagée.**AVERTISSEMENT:**

1. Ne pas utiliser si l'aiguille est pliée.
2. Ne pas utiliser si l'emballage a été abîmé.
3. A usage unique. Ne pas ré-utiliser ou ré-stériliser.
4. Ne pas utiliser la seringue après dépassement de sa date d'expiration.
5. Nettoyez le site de l'injection suivant le protocole de l'institution.

ATTENTION: Avant de changer à une aiguille plus courte, consultez votre professionnel de santé.**USO PREVISTO: Para la administración insulina. Para su uso inmediato.****INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Para exponer el émbolo, remueva la tapa blanca grande.
2. Para exponer la aguja, saque la pequeña tapa naranja directamente hacia arriba, teniendo cuidado de no doblar la aguja.
3. Para medir la dosis correcta, alinee el borde superior de la punta del émbolo con su marca de la dosis en la escala de la jeringa.
4. Utilice la jeringa sólo una vez. Después de la inyección, destruya y contenga la jeringa y la aguja para evitar el mal uso.

Advertencia: Para aquellos pacientes que mezclan dos tipos de insulina, no cambie:

- A) la orden de la mezcla que el médico le ha prescrito o;
- B) el modelo y la marca de jeringa sin antes consultar a su médico o farmacéutico. La inobservancia de ésta advertencia puede resultar en errores de dosificación.

La esterilidad de la trayectoria del fluido está garantizada a menos que la jeringa sea abierta o dañada.**ADVERTENCIAS:**

1. No utilice la aguja si está doblada.
2. No usar si el paquete esta dañado.
3. Para un solo uso. No reusar o re-esterilizar.
4. No usar la jeringa después del uso-hasta la fecha.
5. Limpiar el sitio de inyección de acuerdo a los protocolos institucionales.

PRECAUCIÓN: Antes de cambiar a una aguja de tamaño más corto, consulte con su profesional de salud.